

Thrombozytenfunktionsdiagnostik (TFD) bei symptomatischen Stenosen hirnversorgender Gefäße

Allgemeines:

- Verfahren: Impedanzaggregatometrie
- Labor-Anforderungsschein: 005.1B (Spezialdiagnostik), Feld Thrombozytenfunktionsdiagnostik (links unten)
- Abnahme-Röhrchen: r-Hirudin-Monovette, olive-grün, 2,6 ml, zu beziehen über 325170
- Transport / Handling: **keine Rohrpost sondern Transportdienst!, Probe nicht schütteln, sofortiger Transport (nur 3h verwendbar)**

Abnahmezeitpunkte:

- **am Aufnahmetag (präinterventionell) durch Station**
- ggf. periinterventionell durch Neuroradiologie
- 2-4 Wo. nach Stent-PTA/TEA/Therapieanpassung (Gefäß-A. / Station)

Welche Tests?:

- unabhängig von Vormedikation **immer alle 4** angebotenen Tests (ASA-Control, ASPI, ADP, TRAP) anfordern
- „Sofortdiagnostik“ nur nach Rücksprache anfordern

Warum: Vorbereitung einer klinischen Studie (Reduktion klinischer Ereignisse durch TFD-gesteuerte Therapieoptimierung bei Stenose-Pat.?)

Probleme?: RS mit OA Weise / Prof. Mayer